

## Coffret d'urgence oculaire solution saline/neutre

Réf : CUPLOCOS

**Pour le lavage oculaire d'urgence.**

Station murale étanche à la poussière contenant un flacon de 200 ml de pH Neutral et un lave-œil de solution saline de 500 ml.

Coffret spécialement adapté aux sites de travail sales et poussiéreux qui exposent les employés à des risques de brûlures chimiques aux yeux.

Le couvercle frontal à ouverture rapide dispose d'un symbole "Rinçage oculaire" à l'extérieur et d'un miroir à l'intérieur.

**Coffret lavage oculaire 200 ml pH Neutral + 500 ml rinçage**

- Une **projection oculaire**, même si elle ne cause pas de douleur sur l'instant, doit faire l'objet d'un **lavage immédiat** afin d'éviter des lésions graves de l'œil.
- Coffret de lavage oculaire mural étanche.
- Il contient 1 flacon lave-œil à base de pH Neutral pour laver l'œil en cas de projection de **produits chimiques**, acides ou bases. Temps de rinçage préconisé : environ 10 minutes. Il est ensuite conseillé de continuer le lavage avec le flacon lave-œil à base de solution Saline jusqu'à l'intervention du médecin.
- Particulièrement recommandé pour les environnements de travail suivants : laboratoires, entrepôts de stockage de produits dangereux, verreries, etc.
- Equipement de premiers secours facile à utiliser, sans entretien.
- Coffret pratique qui peut également être transporté par les équipes mobiles comme une trousse de secours.
- Pour recharger le coffret mural après utilisation, le Flacon rince-œil pH Neutral Plum et le Flacon rince-œil pour corps étrangers sont vendus séparément.
- En cas de projection oculaire, le rinçage immédiat à l'eau est également efficace, pour cela découvrez nos douches oculaires fixes à raccorder sur une arrivée d'eau ou mobiles avec réservoir à remplir.

**Caractéristiques :**

- **Temps de rinçage indicatif** : 2 min. (neutre) et 5 min. (saline).
- Mode d'emploi par pictogrammes.
- **Dim.** : L 226 x H 270 x Ep. 110 mm
- **Matériau** : polystyrène

